

Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

12.700,00 zł. brutto

P130C.00: Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

P131B.01: Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Prędkość maksymalna

115 6 km/h silniki 2 x 180 W zasięg do 30 km -

Szerokość siedziska

38 szerokość tapicerki siedziska 43cm; płynna regulacja boczkaami w zakresie 38-50 cm -

43 szerokość tapicerki siedziska 43cm; płynna regulacja boczkaami w zakresie 43-55 cm -

Oparcie pleców - opcje

26 regulacja kąta oparcia przy pomocy sprężyn gazowych do 30° 2.100,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczek z regulacją wysokości podłokietnika, osłona ubrania czarna- z plexi	-
--------------------------	-----	--	---

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi	450,00
<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 15cm; z regulacją wysokości; dł. podudzia 36-50cm	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy w kolorze czarnym; regulacja kąta i głębokości; długość podudzia 38-48cm	650,00

Długość podudzia

Kółka przednie 8" (200x50)

<input type="checkbox"/>	157/481	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	157/900	pełne	250,00

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni.

Koła tylne 12,5" (320x60)

<input type="checkbox"/>	815/482	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	815/904	pełne	700,00

Akumulatory

<input type="checkbox"/>	4696	38Ah (5h), 45Ah (20h), żelowe	-
<input type="checkbox"/>	731	ładowarka 5A /24V	-

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-

Uchwyt joysticka

<input type="checkbox"/>	4859	z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4860	z regulacją długości, wysokości - odchylany	650,00

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe	1.600,00
--------------------------	-----	---------------------	----------

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
--------------------------	------	---------	---

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>	738	tapicerka siedziska tekstylna; gąbka 1,5cm obszyta materiałem - czarna	-
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska, gąbkowa- płaska; wysokość 3cm	<input type="checkbox"/> 10332 - kodura <input type="checkbox"/> 10331 - dzianina dystansowa 150,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska, gąbkowa- płaska; wysokość 5cm	<input type="checkbox"/> 10335 - kodura <input type="checkbox"/> 10334 - dzianina dystansowa 150,00
<input type="checkbox"/>	9868	poduszka siedziska, gąbkowa- płaska, składana	<input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm 200,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska, gąbkowa- delikatnie profilowana; wysokość 5cm; obszycie dzianiną oddychającą lub alkantras; kolor czarny	330,00

Tapicerka poduszki siedziska

<input type="checkbox"/>	171817	poduszka siedziska Netti UNO; 43x45cm - tapicerka oddychająca	550,00
<input type="checkbox"/>	172017	poduszka siedziska Netti UNO; 43x45cm - tapicerka łatwo zmywalna	550,00
<input type="checkbox"/>	187313	poduszka siedziska Netti SIT; 43x45cm- tapicerka oddychająca	650,00
<input type="checkbox"/>	188313	poduszka siedziska Netti SIT; 43x45cm- tapicerka łatwo zmywalna	650,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasły odwodzące nogi MAXI	230,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości:	<input type="checkbox"/> 1,5cm <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm 400,00

Tapicerka oparcia

<input type="checkbox"/>	737	tapicerka oparcia standardowa; gąbka 1,5cm obszyta materiałem- czarna	-
<input type="checkbox"/>	736	tapicerka oparcia z regulacją napiętości pasami - czarna kodura	350,00
<input type="checkbox"/>	OR-4	tapicerka oparcia pleców z kodury w kolorze podanym poniżej (dla kodu 736):	-
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka oparcia pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca) w kolorze (dla kodu 736):	<input type="checkbox"/> czarnym <input type="checkbox"/> czerwonym <input type="checkbox"/> granatowym 100,00

Poduszka oparcia pleców Netti

tylko z tapicerką oparcia z regulacją napiętości pasami - kod 736

<input type="checkbox"/>	344702	poduszka oparcia pleców Netti Uno BACK, 40x50cm, stabilizacja boczna 10cm - tapicerka oddychająca; tylko z tapicerką oparcia z regulacją napiętości pasami - kod 736	450,00
<input type="checkbox"/>	344902	poduszka oparcia pleców Netti UNO BACK, 40x50cm, stabilizacja boczna 10cm - tapicerka łatwo zmywalna; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	420,00
<input type="checkbox"/>	357307	poduszka oparcia pleców Netti Smart, 43x50cm, stabilizacja boczna 12cm - tapicerka oddychająca; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	650,00
<input type="checkbox"/>	358307	poduszka oparcia pleców Netti Smart, 43x50cm, stabilizacja boczna 12cm - tapicerka łatwo zmywalna; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	650,00
<input type="checkbox"/>	367307	poduszka oparcia pleców Netti STABIL, 43x50cm, stabilizacja boczna 17cm - tapicerka oddychająca; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	650,00
<input type="checkbox"/>	368307	poduszka oparcia pleców Netti STABIL, 43x50cm, stabilizacja boczna 17cm - tapicerka łatwo zmywalna; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	650,00
<input type="checkbox"/>	377304	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL, 43x50cm, stabilizacja boczna 17cm - tapicerka oddychająca; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	600,00
<input type="checkbox"/>	378304	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL, 43x50cm, stabilizacja boczna 17cm - tapicerka łatwo zmywalna; tylko z tapicerką oparcia pleców z regulacją napiętości pasami - kod 736	700,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	150,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	100,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm	
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	
<input type="checkbox"/>	OD-5	peloty boczne stabilizujące <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> prawa	550,00/szt.
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca	300,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na oparciu pleców (tylko przy tapicerce pleców z regulacją pasami - kod 736)	150,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi, mocowana na rzep z przodu siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny z plexi , nasuwany na podłokietniki; tylko z uchwytem joysticka kod 4860	600,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	350,00
<input type="checkbox"/>	3075802	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek składany z wózkiem	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

UWAGI