

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)




Wyposażenie standardowe wózka

<input type="checkbox"/>	9126410	obudowa w kolorze grafitowym, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej	9.900,00
<input type="checkbox"/>	1026420	obudowa w kolorze grafitowym, 2 lusterka, koszyk na drobiazgi montowany na kolumnie kierowniczej oraz dodatkowy hamulec postojowy	13.900,00

prędkość 10km/h; wzmocniona rama wózka (kratownica)
 długość całkowita 120cm, szerokość całkowita 61cm
 siedzisko obrotowe, samodzielnie blokowane co 45*
 szerokość siedziska (regulowana podłokietnikami) 45cm- 67cm, głębokość siedziska 41cm
 wysokość siedziska 42cm - 48cm, wysokość oparcia pleców 45cm;
 średnica kół przednich 26cm; średnica kół tylnych napędowych 26cm, ogumienie czarne, pompowane;
 felga aluminiowa
 promień skrętu 150cm
 regulowane na wysokość oraz kątowno podłokietniki
 wysokość do transportu (po opuszczeniu kolumny sterowniczej) 60cm
 moc silnika 400W; moc skokowa 1600W
 akumulatory 2x12V 50 Ah; zasięg do 35 km, ładowarka 6A
 waga wózka 93 kg; waga użytkownika do 165kg
 oświetlenie LED, kierunkowskazy, światła awaryjne i STOP

<input type="checkbox"/>	9126420	dodatkowy hamulec ręczny do transportu wózka w środkach komunikacji	1.000,00
<input type="checkbox"/>	1081260	opcja podgrzewanego fotela	3.500,00
<input type="checkbox"/>	3086642	uchwyt na kulę; nie łączyć z dodatkowym koszykiem na drobiazgi	200,00
<input type="checkbox"/>	1058996	dodatkowy koszyk na drobiazgi montowany z tyłu siedziska; nie łączyć z uchwytem na kulę	230,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór	550,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka