

Rama wózka

<input type="checkbox"/>	351	rama MIDI;	koła tylne 22" (56cm); dł. ramy: 47 cm;	szer. siedziska: 24-30 cm	gł. siedziska: 24-30 cm	-
<input type="checkbox"/>	352	rama MAXI;	koła tylne 24" (61cm); dł. ramy: 56 cm;	szer. siedziska: 24-40 cm	gł. siedziska: 32-40 cm	-

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	124	24 cm		-
<input type="checkbox"/>	126	26 cm		-
<input type="checkbox"/>	28	28 cm		-
<input type="checkbox"/>	30	30 cm		-
<input type="checkbox"/>	32	32 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	34	34 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	36	36 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	38	38 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	40	40 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	524	24 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	526	26 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	528	28 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	390	30 cm	tylko z ramą MINI - KOD 351	-
<input type="checkbox"/>	392	32 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	394	34 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	366	36 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	368	38 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-
<input type="checkbox"/>	615	40 cm	tylko z ramą MAXI - KOD 352	-

Wysokość oparcia pleców (bez poduszki)

<input type="checkbox"/>	620	25 cm		-
<input type="checkbox"/>	625	30 cm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 2,5 cm tylko przy rączkach regulowanych na wysokość - kod 502	-
<input type="checkbox"/>	631	35 cm		-
<input type="checkbox"/>	632	40 cm		-

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	OD-5	pelota stabilizująca, piersiowa; ograniczona możliwość składania oparcia pleców NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA 25CM I 30CM	<input type="checkbox"/> lewa	500,00
			<input type="checkbox"/> prawa	600,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 36 cm		300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 44 cm		300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 45 cm		300,00
<input type="checkbox"/>	06-3554	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy z klamrą plastikową tylko z sztangą kod 809		300,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm		
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm		150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm		
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm		
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek; montowany na barierce oparcia pleców; reg.: wysokość, głębokość oraz kąt NIE ZALECANY Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25CM; tylko z rączkami kod 502		2.100,00
<input type="checkbox"/>	809	składana sztanga poprzeczna, zdejmowana; z regulacją wysokości nie łączyć z hamulcami dla opiekuna kod 706		1.300,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie, anatomiczne rączki do pchania wózka, stałe		-
<input type="checkbox"/>	502	krótkie rączki z regulacją wysokości do 30 cm		400,00
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia +/- 15°, skokowo co 5°; tylko z rączkami kod 502		2.100,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

	widelec krótki			widelec średni			widelec długi		
<input type="checkbox"/> 100mm	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	
<input type="checkbox"/> 125mm		<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	
<input type="checkbox"/> 142mm tylko rama MAXI			<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	151	100mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna		-
<input type="checkbox"/>	153	125mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna		-
<input type="checkbox"/>	327	142mm	pełne, miękka guma	felga z tworzywa, czarna	tylko rama MAXI	-
<input type="checkbox"/>	1068963	100mm	pełne, twarda guma	felga z tworzywa, czarna	świecące	300,00
<input type="checkbox"/>	1072385	100mm	pełne, twarda guma	felga aluminiowa, srebrna		400,00
<input type="checkbox"/>	1072386	125mm	pełne, twarda guma	felga aluminiowa, srebrna		600,00

Tylna wysokość siedziska

		36	38	39	40	41	42	43	44	45	47
<input type="checkbox"/>	22" rama MIDI 351	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	24" rama MAXI 352			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Koła tylne model

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe, wypinane	22"	24"	-
<input type="checkbox"/>	752	koła lekkie, redukcja wagi wózka o 660g tylko z ciągami aluminiowymi - KOD 494 oraz ogumieniem wysokociśnieniowym	22"	24"	900,00
<input type="checkbox"/>	1068705	SIX-STAR, ogumienie wysokociśnieniowe oraz ciąg aluminiowy nie łączyć z odblaskami na koła - KOD 819 oraz osłonami na szprychy		24"	na zapytanie
<input type="checkbox"/>	1068707	koła terenowe CROSS, ogumienie terenowe, ciąg ze stali nierdzewnej		24 x 1,75"	na zapytanie

Ogumienie kół tylnych (dla kół standardowych - KOD 651)

<input type="checkbox"/>	496	wysokociśnieniowe (8 bar), szare	22x1"	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	897	wysokociśnieniowe Marathon Plus o zwiększonej odporności na przebicie, czarne	22x1"	24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	902	pełne z pianki PU	22x1"	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	ON-2	Schwalbe Right-Run, czerwono-czarne		24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	Schwalbe Right-Run, niebiesko-czarne		24x1"	150,00

Ciągi i nakładki na ciągi

<input type="checkbox"/>	492	Maxxgripp Ergo z silikonem między ciągiem a felgą nie łączyć z odległością ciągu od koła 25mm - KOD 693 oraz osłonami na szprychy	22x1"	24x1"	2.600,00
<input type="checkbox"/>	493	stal polerowana		24x1"	-
<input type="checkbox"/>	494	aluminium	22x1"	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp ciąg specjalny dla tetraplegików		24x1"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)			-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)			-
<input type="checkbox"/>	166	nakładka silikonowa, gładka, czarna	22x1"	24x1"	350,00

Kamber kół tylnych

<input type="checkbox"/>	423	0°			-
<input type="checkbox"/>	447	3°			-
<input type="checkbox"/>	454	6°			-

Montaż kół tylnych

	aktywny		pośredni		pasywny	
pozycja	1	2	3	4		
odległość od przedniej krawędzi rurki oparcia do szybkozłączki	<input type="checkbox"/> 7 cm	<input type="checkbox"/> 5,5 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	<input type="checkbox"/> 2,5 cm		

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	dociskowe dla użytkownika wózka	-
<input type="checkbox"/>	706	bębnowe dla opiekuna tylko z ciągami aluminiowymi - KOD 494, ogumieniem wysokociśnieniowym - KOD 496 i rączkami regulowanymi na wysokość - KOD 502	1.900,00
<input type="checkbox"/>	73	dźwignie hamulców zamontowane w boczku kod 100	2.600,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie hamulców	200,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	100	aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem	-
<input type="checkbox"/>	748	aluminiowy, w kolorze ramy, z nadkolem oraz podłokietnikiem regulowanym na wysokość	800,00

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	55/128	stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 20 cm; długość podudzia: rama MIDI: 20-29 cm, rama MAXI: 25-32 cm	-
<input type="checkbox"/>	55/762	stopień aluminiowy, jednoczęściowy, odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta, szerokość 20 cm; długość podudzia: rama MAXI: 33-44 cm	-

podaj długość podudzia, regulacja długości podudzia w zakresie:

- dla kodu 55/128 przy ramie MIDI: 20-29cm

- dla kodu 55/128 przy ramie MAXI: 25-32cm

- dla kodu 55/762 przy ramie MAXI: 33-44cm

Stopień podnóżka - dodatki

<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	450,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	350,00
<input type="checkbox"/>	664	blokada stopnia podnóżka	2.500,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik z efektem REFLEX	<input type="checkbox"/>	4066	czerwony	-
<input type="checkbox"/>	206	czarny połysk	<input type="checkbox"/>	224	ciemny niebieski metalik	-

<input type="checkbox"/>	4920	kolor ramy wg życzenia klienta; z dostępnych w ofercie MEYRA	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	900,00
--------------------------	------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------

System siedziska

<input type="checkbox"/>	738	standardowa tapicerka siedziska, gąbka 1,5cm; obszycie czarna kodura	-	
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska gąbkowa 3 cm	-	
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki dzianiną dystansową (oddychającą)	<input type="checkbox"/> czarne <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe	-
<input type="checkbox"/>	948	anatomiczna poduszka siedziska, grubość 3 cm, gąbkowa; tylko z anatomicznym oparciem pleców - KOD 940 i 949	150,00	
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi	250,00	
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy tekstylny z przekładką siedziska (niezalecany z poduszką siedziska)	400,00	

System oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	735/292	tapicerka oparcia pleców oddychająca z regulacją napiętości pasami rzepowymi w kolorze czarnym	-
<input type="checkbox"/>	OR-1	obszycie oparcia dzianiną dystansową (oddychającą) <input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> granatowe <input type="checkbox"/> dwukolorowe	-
<input type="checkbox"/>	940/949	anatomiczna poduszka oparcia pleców wraz z demontowaną płytą aluminiową w kolorze ramy przy zamówieniu tej opcji pobierz formularz pomiarów płyty; tylko z systemem siedziska - KOD 948	2.000,00

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>		standardowo 1 szt.	<input type="checkbox"/> 729 - lewe <input type="checkbox"/> 730 - prawe	-
<input type="checkbox"/>		dodatkowe (drugie) kółko podporowe (para kółek zamontowanych w wózku) - KOD 728		200,00

Wąsy tylne

<input type="checkbox"/>	309	1 szt.	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy	100,00/szt.
--------------------------	-----	--------	--------------------------------------------------------------	-------------

Oslony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste	400,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	350,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	-
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny; tylko z boczkiem z podłokietnikiem - KOD 748	1.800,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	-
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy, MEYRA	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-10	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	250,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka