

## Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

**30.500,00 zł. brutto**

**P130C.00:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**P131B.01:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

### Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	2115	prędkość 6km/h; zasięg do 35km; silniki 2x350W	-
<input type="checkbox"/>	2117	prędkość 10km/h; zasięg do 30km; silniki 2x350W	-
<input type="checkbox"/>	918	system ESP - ustabilizowanie toru jazdy	1.900,00

### Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	892	zawieszenie dla osób o wadze do 120 kg	-
<input type="checkbox"/>	891	zawieszenie dla osób o wadze do 160 kg	-

**Szerokość siedziska (wymiar poduszki siedziska); przy boczach kod 106 możliwość rozsunięcia boczów po +3cm na stronę**

<input type="checkbox"/>	38	38cm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	43	43cm	-
<input type="checkbox"/>	48	48cm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 40 I 43 cm</b>	-
<input type="checkbox"/>	53	53cm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 40 I 43 cm</b>	-

**Głębokość siedziska (wymiar poduszki siedziska)**

<input type="checkbox"/>	615	40cm	-
<input type="checkbox"/>	788	43cm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	619	46cm	-
<input type="checkbox"/>	4105	49cm	-
<input type="checkbox"/>	791	52cm w przypadku poduszki Netti największa głębokość poduszki 50cm	-
<input type="checkbox"/>	955	55cm w przypadku poduszki Netti największa głębokość poduszki 50cm	-

**Siedzisko opcje**

<input checked="" type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 9°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	6.700,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50°	6.500,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska (+30cm) oraz regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30°	10.200,00

**Typ siedziska**

<input checked="" type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska	-
-------------------------------------	------	----------------------------	---

**Poduszka siedziska**

<input type="checkbox"/>	561/797	poduszka gąbkowa wys. 5cm; obszyta:	<input type="checkbox"/> kodurą	<input type="checkbox"/> dzianiną dystansową	-
		<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
<input type="checkbox"/>	948/797	poduszka profilowana ErgoSeat; obszyta dzianiną tekstylną - czarna; aluminiowa płyta oparcia pleców			800,00
<input type="checkbox"/>	7203/797	Netti SIT: tabela rozmiarów oraz obszyta - patrz ostatnia strona formularza; <b>NIE ŁĄCZYĆ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 52 i 55 cm</b>			650,00
<input type="checkbox"/>	7204/797	Netti SIT °C: obszyta dzianiną 3D- oddychającą; tabela rozmiarów - patrz ostatnia strona formularza; <b>NIE ŁĄCZYĆ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 52 i 55 cm</b>			850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszyta: 3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.  
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Siedzisko - opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	150,00
<input type="checkbox"/>	4933	peloty udowe regulowane na wysokość i głębokość Możliwość ustabilizowania postawy nóg oraz redukcji szerokości siedziska	3.700,00

**Oparcie pleców, standardowe oraz z poduszkami Netti**

<input type="checkbox"/>	736	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka oparcia pleców; obszyte:	<input type="checkbox"/> kodurą <input type="checkbox"/> dzianiną dystansową <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	-
<input type="checkbox"/>	7201	poduszka oparcia pleców Netti UNO		700,00
<input type="checkbox"/>	7209	poduszka oparcia pleców Netti SMART		1.100,00
<input type="checkbox"/>	7207	poduszka oparcia pleców Netti STABIL		1.100,00
<input type="checkbox"/>	7210	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL		1.100,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia 3D (oddychający) lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia Netti.  
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Wysokość oparcia pleców dla oparcia pleców standardowego oraz NETTI**

oparcie pleców standardowe:	<input type="checkbox"/> 921 - 52cm	<input type="checkbox"/> 922 - 57cm	-
oparcie pleców z poduszkami NETTI:	<input type="checkbox"/> 923 - 62cm	<input type="checkbox"/> 928 - 67cm	-

**Kąt oparcia pleców dla oparcia Standardowego oraz z poduszkami NETTI**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia	2.100,00

**Boczki przy oparciu pleców Standardowym oraz NETTI (możliwość rozsunięcia boczków o +3cm na stronę);  
modele podłokietników patrz str.: 6**

<input type="checkbox"/>	106	boczki z regulacją wysokości, montowane do płyty siedziska <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 2947 LUB 2948</b>	-
<input type="checkbox"/>	101	osłona brania dla boczków kod 106	250,00

**Oparcie pleców ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	949/237	poduszka oparcia pleców ErgoSeat	1.200,00
--------------------------	---------	----------------------------------	----------

**Szerokość oparcia pleców ErgoSeat:**

<input type="checkbox"/>	38 cm	-
<input type="checkbox"/>	43 cm	-
<input type="checkbox"/>	48 cm	-
<input type="checkbox"/>	53 cm	-

**Wysokość oparcia pleców ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	921	52cm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 38cm; NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 2948 - ELEKTRYCZNA REGULACJA KĄTA OPARCIA Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI</b>	-
<input type="checkbox"/>	922	57cm <b>NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKĄ OPARCIA PLECÓW 38cm</b>	-
<input type="checkbox"/>	923	62cm	-
<input type="checkbox"/>	928	67cm <b>TYLKO Z KODEM 2498 ELEKTRYCZNA REGULACJA KĄTA OPARCIA Z SYSTEMEM BIOMECHANIKI</b>	-

**Kąt oparcia pleców ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	5025	elektryczna regulacja kąta oparcia (0° do 60°) dla poduszki oparcia ErgoSeat kod 948 <b>TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106 (PATRZ PONIŻEJ)</b>	-
<input type="checkbox"/>	2947	dla oparcia pleców kod 949 (ErgoSeat): elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 0° do 60° <b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 324 (podłokietniki odchylane do tyłu) NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 67cm (KOD 928)</b>	800,00
<input type="checkbox"/>	2948	dla oparcia pleców kod 949 (ErgoSeat): elektryczna regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 0° do 80° z systemem BIOMECHANIKI <b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 324 (podłokietniki odchylane do tyłu)</b>	5.100,00

**Boczki dla oparcie pleców ErgoSeat (modele podłokietników patrz str.: 6)**

<input type="checkbox"/>	106	boczki z regulacją wysokości, montowane do płyty siedziska <b>TYLKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA OPARCIA KOD 5025</b>	-
<input type="checkbox"/>	101	osłona ubrania <b>TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106</b>	250,00
<input type="checkbox"/>	324	podłokietniki odchylane do tyłu; <b>TYLKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA OPARCIA PLECÓW KOD 2947 LUB 2948</b>	2.700,00
<input type="checkbox"/>	4422	blokada regulacji kąta podłokietników <b>TYLKO Z PODŁOKIETNIKIEM KOD 324</b>	350,00

**Oparcie pleców – opcje dodatkowe tylko dla wersji ErgoSeat**

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna; <b>przy oparciu pleców kod 949 - tylko z kodem 4275</b>	650,00
<input type="checkbox"/>	914	zagłówek 3D z możliwością indywidualnego dopasowania ułożenia	1.600,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy	1.100,00

**Oparcie pleców – pasy stabilizujące (dla wszystkich modeli oparcia pleców)**

<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	150,00

**Kółka przednie i przednia wysokość siedziska (bez poduszki oraz przy płaszczyźnie siedziska ustawionej w pozycji poziomej)**

<input type="checkbox"/>	163	kółka przednie 9"; <b>TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 12" - KOD 815</b>	<input type="checkbox"/> 40cm	<input type="checkbox"/> 43,5 cm	<input type="checkbox"/> 47cm	-
<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" <b>TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 14"- KOD 460</b> przednia wysokość siedziska przy 0° kąt siedziska (siedzisko w poziomie)	<input type="checkbox"/> 43cm	<input type="checkbox"/> 46,5 cm	<input type="checkbox"/> 50cm	-

do podanych wartości należy doliczyć: +6cm-poduszka kod 561; + 8cm poduszki Netti; + 11cm poduszka ErgoSeat

przedniej wysokości siedziska 40 i 43cm nie łączyć z szerokością siedziska 48 i 53cm

**Kółka przednie ogumienie**

<input type="checkbox"/>	146	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne	1.200,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola <b>TYLKO DLA KÓŁEK PRZEDNICH 10" KOD 142</b>	200,00

**Koła tylne**

<input type="checkbox"/>	815	12,5"; <b>TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9" - KOD 163</b>	-
<input type="checkbox"/>	460	14"; <b>TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10" - KOD 142</b>	-

**Kółka tylne ogumienie**

<input type="checkbox"/>	846	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	500,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	800,00

**Ogumienie**

<input type="checkbox"/>	909	ogumienie szare	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne	-

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety, itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni

**Podłokietniki**

<input type="checkbox"/>	975	podłokietnik standardowy lewy	-
<input type="checkbox"/>	974	podłokietnik standardowy prawy	-
<input type="checkbox"/>	4990	podłokietniki standardowy odchylany na zewnątrz; lewy <b>nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	800,00
<input type="checkbox"/>	4984	podłokietniki standardowy odchylany na zewnątrz; prawy <b>nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	800,00
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, dla długości przedramienia do 36 cm; lewy <b>tylko z boczkiem kod 106</b> <b>nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	400,00
<input type="checkbox"/>	4981	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, dla długości przedramienia do 36 cm; prawy <b>tylko z boczkiem kod 106</b> <b>nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	400,00
<input type="checkbox"/>	4993	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany, dla długości przedramienia do 36 cm; lewy <b>tylko z boczkiem kod 106</b> <b>nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4991	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany, dla długości przedramienia do 36 cm; prawy <b>tylko z boczkiem kod 106</b> <b>nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4988	podpora dłoni płaska, lewa	250,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska, prawa	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewa	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawa	250,00
<input type="checkbox"/>	4989	przedłużenie podpory przedramienia + 7cm; lewy	250,00
<input type="checkbox"/>	4983	przedłużenie podpory przedramienia + 7cm; prawy	250,00

**Podnóżki**

<input type="checkbox"/>	293	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	2086	podnóżki z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (automatyczne dopasowanie długości podudzia)	9.100,00
<input type="checkbox"/>	4092	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi (automatyczne dopasowanie długości podudzia)	100,00

**Stopień podnóżka**

<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa	-
<input type="checkbox"/>	57	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy <b>TYLKO Z PODNÓŻKIEM STANDARDOWYM KOD 293</b>	650,00

Długość podudzia w zakresie 34 - 48 cm  
(w zależności od poduszki siedziska)

**Stopień podnóżka - opcje**

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	500,00

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	513	akumulatory 60Ah; <b>TYLKO Z ŁADOWARKĄ KOD 732</b>	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory 80Ah; <b>TYLKO Z ŁADOWARKĄ KOD 733</b>	450,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A	150,00

**Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	pełne oświetlenie drogowe LED z system "pływających" kierunkowskazów	-
--------------------------	-----	--	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net wskaźniki diodowe	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net z małym wyświetlaczem LCD	1.000,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net z dużym wyświetlaczem LCD, Bluetooth i IR	3.500,00
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI II do niestandardowych modeli sterowań	1.000,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer) <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	4615	dotatkowy panel z przyciskami do regulacji opcji elektrycznych	9.500,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-

**Uchwyt joysticka**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt regulowany przód-tył	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt regulowany przód-tył, na wysokość oraz odchylany (pantograf)	400,00
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt regulowany przód-tył oraz na wysokość	200,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona joysticka przed uderzeniem <b>NIE ŁĄCZYĆ Z KODEM 839 - ELEKTRONIKA OMNI</b>	250,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	600,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	300,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	300,00
<input type="checkbox"/>	4591	końcówka joysticka "T"	500,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	200,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	struktura	-
--------------------------	-----	-----------	---

**Kolor elementów dekoracyjnych (felgi, elementy ramy)**

<input type="checkbox"/>	212	biały	-
<input type="checkbox"/>	186	niebieski- ciemny	-
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik z efektem BROKAT	-
<input type="checkbox"/>	180	limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	żółty	-

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	994	plyta bagażnika	1.600,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106 ORAZ Z UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860 (PANTOGRAF)</b>	2.200,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
		uchwyt na telefon	
<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/> montaż po stronie joysticka	300,00
		<input type="checkbox"/> montaż po stronie przeciwnej bez joysticka	300,00
<input type="checkbox"/>	2676	trójkąt ostrzegawczy	450,00
<input type="checkbox"/>	676	folia ostrzegawcza <b>TYLKO Z OPARCIEM 949</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	5263	ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na drobiazgi mocowana na rzep w przedniej części siedziska	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00



**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo <b>TYLKO Z BOCZKIEM KOD 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	2238	sterowanie głową (wąska poduszka) <b>TYLKO Z SYSTEMEM ESP KOD 918</b>	37.000,00
<input type="checkbox"/>	2239	sterowanie głową (szeroka poduszka) <b>TYLKO Z SYSTEMEM ESP KOD 918</b>	37.000,00
<input type="checkbox"/>	543	dodatkowy przycisk włącznik wózka oraz uruchamiania opcji elektrycznych, zielony	1.100,00
<input type="checkbox"/>	596	dodatkowy przycisk włącznik wózka oraz uruchamiania opcji elektrycznych, żółty	1.100,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

UWAGI

**NETTI poduszka siedziska**

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C	
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care			
35x40	171805	172005	187303	x			189303
35x45	171806	172006	187304	188304			189304
35x50	171807	172007	187305	188305			189305
38x40	x	x	187306	188306			189306
38x45	171809	172009	187307	188307			189307
38x50	171810	172010	187308	188308			189308
40x40	171812	172012	187309	188309			189309
40x45	171813	172013	187310	188310			189310
40x50	171814	172014	187311	188311			189311
40x55	x	x	187333	188333			x
43x40	x	x	187312	188312			189312
43x45	171817	172017	187313	188313			189313
43x50	171818	172018	187314	188314			189314
45x40	x	x	187315	188315			189315
45x45	171821	172021	187316	188316			189316
45x50	171822	172022	187317	188317			189317
45x55	171823	172023	187318	188318			189318
50x45	171825	172025	187319	188319			189319
50x50	171826	172026	187320	188320			189320
50x55	x	x	187321	188321			189321

**NETTI poduszki oparcia**

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
30x40		x	357302	358302	407302	x	x	x	
35x50	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
38x50	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
40x50	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
43x50	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
45x50	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
50x50	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
55x50	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	