

## Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI strona 10 Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA  
GROUP



Cena wersji standardowej:

**20.380,00 zł. brutto**

**P130C.00:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**P131B.01:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

**Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x180W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km; waga użytkownika do 120kg <b>nie łączyć z elektroniką R-Net kod 415, 415, 398, 839</b>	-
<input type="checkbox"/>	115/525	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km waga użytkownika do 160kg <b>tylko z mocniejszymi akumulatorami oraz ładowarką; tylko z R-Net</b>	4.000,00
<input type="checkbox"/>	117/525	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km waga użytkownika do 160kg <b>tylko z mocniejszymi akumulatorami oraz ładowarką; tylko z R-Net nie łączyć ze sterowaniem brodą kod 565 i 810</b>	4.000,00
<input type="checkbox"/>	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy; <b>tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD: kod 416 lub 398</b>			2.000,00

**Typ ramy tylnej**

<input type="checkbox"/>	352	jedno - centralne, podwójne kołko tylne; rozmiar 6" (15cm); rama amortyzowana; dla zoptymalizowanego promienia skrętu	-
<input type="checkbox"/>	690	dwa pojedyncze kołka tylne; rozmiar 6" (15cm); rama amortyzowana; dla osób korzystających z podjazdów i ramp	150,00

**Szerokość siedziska (dla siedziska standardowego, ErgoSeat oraz z poduszkami NETTI)**

<input type="checkbox"/>	38	podstawa siedziska 38cm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 38-50cm	-
<input type="checkbox"/>	43	podstawa siedziska 43cm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 43-55cm	-
<input type="checkbox"/>	48	podstawa siedziska 48cm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 48-60cm	-
<input type="checkbox"/>	53	podstawa siedziska 43cm; możliwość regulacji szerokości siedziska między boczками w zakresie: 53-65cm	-

**Głębokość siedziska (możliwość samodzielnej regulacji głębokości siedziska w zakresie 40-49cm)**

<input type="checkbox"/>	615	40cm	-
<input type="checkbox"/>	788	43cm	-
<input type="checkbox"/>	619	46cm	-
<input type="checkbox"/>	792	49cm	-
<input type="checkbox"/>	793	53cm	-
<input type="checkbox"/>	356	56cm	300,00

**Siedzisko - opcje**

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie: 0° do 30°	5.800,00
<input type="checkbox"/>	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 50° <b>tylko z elektroniką R-Net</b>	5.400,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska do 30cm (winda krzyżakowa) oraz elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30° <b>tylko z elektroniką R-Net</b>	13.900,00

<input type="checkbox"/>	4937/4260	elektryczna regulacja tylnego kąta siedziska (pomoc do postawienia osoby); płynna; od 0° do -25°; kąt przedniej części siedziska w zakresie od 0° do 45° (w zależności od położenia tylnej części siedziska) oraz elektryczna regulacja wysokości siedziska do +20cm <b>nie łączyć z elektryczną regulacją wysokości siedziska (winda) - kod 27</b> <b>nie łączyć z adapterem stacji dokującej DAHL</b> <b>tylko z elektroniką R-Net oraz pełnym ogumieniem kółek przednich - kod 900</b> <b>zalecane z podnóżkiem centralnym kod 4949 oraz elektryczną regulacją oparcia pleców kod 5025</b>	18.500,00
--------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Typ siedziska**

<input type="checkbox"/>	4276	aluminiowa płyta siedziska, czarna	-
--------------------------	------	------------------------------------	---

**Poduszka siedziska**

<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska gąbkowa 6cm; obszycie kodura w kolorze czarnym			-
<input type="checkbox"/>	10329	poduszka siedziska gąbkowa 3cm; obszycie kodura w kolorze czarnym			-
<input type="checkbox"/>	10328	poduszka siedziska gąbkowa 6cm; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10325	poduszka siedziska gąbkowa 3cm; obszycie dzianina dystansowa (oddychająca) w kolorze	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> granatowa	130,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana w części środkowej; 5cm; obszyta dzianiną dystansową w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> granatowa	250,00
<input type="checkbox"/>	948/237	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem tekstylnym, czarna			900,00
<input type="checkbox"/>	948/DP	poduszka siedziska ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem wodoodpornym; dzianina dystansowa w kolorze	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> granatowa	1000,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO wraz z aluminiową płytą siedziska			500,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT wraz z aluminiową płytą siedziska			650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT °C wraz z aluminiową płytą siedziska			700,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Siedzisko opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	833	biodrowy pas bezpieczeństwa z klamrą samochodową			350,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MIDI (dla szerokości siedziska 38 i 43cm)			200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi MAXI (dla szerokości siedziska 48cm)			200,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki z poduszką siedziska wys. 3cm			350,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy twardy, regulowany <b>tylko z aluminiową płytą siedziska kod 4276</b>			900,00

**Oparcie pleców - opcje**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia skokowo co 10° w zakresie -10° do 30°			-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia płynna w zakresie -10° do 50° <b>opcja zalecana z zagłówkiem</b>			2.000,00

**Oparcie pleców- model**

<input type="checkbox"/>	737	tapicerka pleców standardowa, tekstylna	-
<input type="checkbox"/>	736	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami, kodura, czarne	-
<input type="checkbox"/>	10321	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami, kodura	<input type="checkbox"/> czarne <input type="checkbox"/> granatowe 100,00
<input type="checkbox"/>	10320	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami, kodura	<input type="checkbox"/> czerwone <input type="checkbox"/> czarne <input type="checkbox"/> granatowe 200,00
<input type="checkbox"/>	949/237	poduszka oparcia pleców ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta materiałem tekstylnym, czarna	1.100,00
<input type="checkbox"/>	949/DP	poduszka oparcia pleców ErgoSeat - delikatnie profilowana; obszyta dzianiną dystansową (oddychająca)	<input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa 1.100,00
<input type="checkbox"/>	2019	ErgoSeat PRO oparcie pleców komfortowe	2.200,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe duże; para: wysokość 31cm	1.900,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO - peloty piersiowe małe; para: wysokość 23cm	1.800,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 10cm)	450,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 12cm)	650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 17cm)	650,00
<input type="checkbox"/>		poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 17cm - usztywniona)	700,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

**Oparcie pleców - model**

<input type="checkbox"/>	579	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; ręczna regulacja kąta oparcia pleców; boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość podłokietnik	8.400,00
<input type="checkbox"/>	567	siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-Net: 415, 416, 398, 839 boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość podłokietnik	10.700,00
<input type="checkbox"/>	580	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; ręczna regulacja kąta oparcia pleców; średniej wysokości poduszki stabilizujące boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość podłokietnik	9.200,00
<input type="checkbox"/>	578	siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-Net: 415, 416, 398, 839 średniej wysokości poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość podłokietnik	11.500,00
<input type="checkbox"/>	581	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; ręczna regulacja kąta oparcia pleców; wysokie poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość podłokietnik	9.200,00
<input type="checkbox"/>	584	siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; elektryczna regulacja kąta oparcia pleców; tylko z elektroniką R-Net: 415, 416, 398, 839 wysokie poduszki stabilizujące boczne boczki: zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunięcia boczaków; regulowany na wysokość podłokietnik	11.500,00

**Oparcie pleców - opcje**

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców, <b>przy oparciu standardowym, ErgoSeat oraz ErgoSeat PRO</b>	-
<input type="checkbox"/>	2814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; <b>dla siedziska ErgoStar oraz RECARO</b>	500,00
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) <b>nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca rozmiar MIDI dla szerokości siedziska 38-45cm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca rozmiar MAXI dla szerokości siedziska od 45cm	300,00
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy z klamrą samochodową	1.200,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty piersiowe odchylane (para) <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24 i kod 14</b>	4.100,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty piersiowe stałe (para) <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24 i kod 14</b>	700,00
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek MEYRA mały <b>tylko ze sztangą kod 814</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówek kod 913 dzianiną dystansową	100,00

## Zagłówki NETTI

**tylko ze sztangą kod 814**

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/>	40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/>	82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/>	40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/>	40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	550,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/>	81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	600,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/>	82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/>	82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.000,00

**Kółka przednie- skrętne**

<input type="checkbox"/>	157	8" (200x50cm)	-
--------------------------	-----	---------------	---

**Koła przednie - ogumienie**

<input type="checkbox"/>	146	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne	100,00

**Koła środkowe- napędowe; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)**

<input type="checkbox"/>	460	koła napędowe 14" (35cm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 44cm	<input type="checkbox"/> 47,5cm	<input type="checkbox"/> 51cm	150,00
<input type="checkbox"/>	815	koła napędowe 12" (30cm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 43cm	<input type="checkbox"/> 46,5cm	<input type="checkbox"/> 50cm	-

do podanych wysokości siedziska należy dodać wysokość poduszki siedziska:  
poduszka standardowa +3 lub +6cm; ErgoSeat +7cm; ErgoStar + 12cm; RECARO +15cm

**Koła tylne - ogumienie**

<input type="checkbox"/>	846	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	250,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	450,00

**Ogumienie - kolor**

<input type="checkbox"/>	908	czarne, mieszanka gumy odporna na ścieranie	-
--------------------------	-----	---------------------------------------------	---

**Boczki**

<input type="checkbox"/>	106	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik;	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki	200,00
<input type="checkbox"/>	21	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka	550,00
<input type="checkbox"/>	14	wytrzymałe i stabilne podłokietniki, mocowane do profili oparcia pleców; podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości oraz szerokości, z regulacją kąta	4.200,00
<input type="checkbox"/>	4422	podłokietniki kod 14 ustawione ze stałą pozycją pochylenia	300,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki krótkie, odchylane do tyłu z regulacją kąta <b>tylko z siedziskiem Ergo-Star kod 961</b>	-
<input type="checkbox"/>	4982	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany na zewnątrz dla długości przedramienia do 36 cm; <b>Tylko z boczkiem kod 106, 4960 lub 21; montaż podłokietnika tylko po stronie bez joysticka; Nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	1.400,00
<input type="checkbox"/>	4983	podłokietnik dla Hemiplegików, część przedramienia, profilowany, odchylany na zewnątrz dla długości przedramienia do 43 cm; <b>Tylko z boczkiem kod 106, 4960 lub 21; montaż podłokietnika tylko po stronie bez joysticka; Nie łączyć z montażem lusterka lub uchwytu na telefon</b>	1.600,00
<input type="checkbox"/>	4985	podpora dłoni płaska, do kodu 4982	250,00
<input type="checkbox"/>	4986	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; prawy	250,00
<input type="checkbox"/>	4987	podpora dłoni z ergonomicznym uchwytem; lewy	250,00

**Podnóżki**

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi	400,00
<input type="checkbox"/>	86	podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; <b>tylko z elektroniką R-Net</b> <b>nie łączyć z jednoczęściowym stopniem podnóżka - kod 54</b>	3.800,00

**Stopień podnóżka**

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; regulacja głębokości oraz kąta <b>nie łączyć z podnóżkiem kod 86</b>	650,00
<input type="checkbox"/>	105	adapter montażu uchwytu podnóżków	450,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	500,00

Podaj długość podudzia  
w zakresie 28 - 43 cm

**Podnózek centralny (nie zdejmowany), z regulacją kąta**

<input type="checkbox"/>	5100	podnózek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85° - 95°; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; <u>długość podudzia 28-40cm</u>	2.100,00
<input type="checkbox"/>	5101	podnózek centralny, ręczna regulacja kąta podnóżka; kąt zgięcia w kolanie: 85° - 95°; ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; <u>długość podudzia 33-45cm</u>	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4935	podnózek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90° - 180°, ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka mały; <u>długość podudzia 20-40cm;</u> <u>automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150° regulacji</u> <b>wysokość siedziska 44cm</b> <b>tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO</b> podnózek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945	8.400,00
<input type="checkbox"/>	5104	podnózek centralny, elektryczna regulacja kąta w kolanie: 90° - 180°, ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka; stopień podnóżka duży; <u>długość podudzia 20-45cm;</u> <u>automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150° regulacji</u> <b>wysokość siedziska od 47,5 cm</b> <b>tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskami RECARO</b> podnózek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945	8.300,00
<input type="checkbox"/>	4949	podnózek centralny, elektryczna regulacja w kolanie: 90° - 180° ręczna regulacja kąta stopnia podnóżka, <u>długości podudzia (35-45cm);</u> <u>automatyczne dopasowanie długości podudzia podczas regulacji kąta podnóżka do 150° regulacji</u> opcja elektrycznego obniżenia stopnia podnóżka do płaszczyzny podłoża <b>tylko z elektroniką R-Net; nie łączyć z siedziskiem RECARO</b> podnózek wyposażony w cenie w poduszki podudzia kod 2945	8.600,00
<input type="checkbox"/>	2945	poduszki podudzia do podnóżka centralnego, małe	850,00

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	5159	akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 66Ah(5h)/80Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km	1.900,00
<input type="checkbox"/>	731	ładowarka 8A dla akumulatorów standardowych kod 5159		-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158		200,00

**Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami		-
--------------------------	-----	--------------------------------------------	--	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2		-
<input type="checkbox"/>	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 <b>(nie łączyć z elektrycznymi podnóżkami oraz windą)</b>		-
<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy		1.900,00
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD		2.700,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury		5.300,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR <b>nie łączyć z elektroniką kod 408, 415, 416, 398</b>		6.100,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer) <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b>		250,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę		-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę		-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika <b>tylko ze sztangą kod 814</b>		750,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>tylko ze sztangą kod 814</b>		2.500,00

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości		-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf) <b>nie łączyć z podłokietnikiem kod 24</b>		650,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net		250,00



**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	600,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	200,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-
<input type="checkbox"/>	5220	kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA	1.700,00

numer wybranego koloru dla kodu 5220

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	400,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	350,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>	400,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	250,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik nasuwany na podłokietniki; <b>tylko z boczkiem kod 106 i uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)</b>	650,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)</b>	2.200,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	250,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; <b>nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar</b>	150,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na oparciu pleców; <b>tylko z tapicerką pleców kod 736</b>	150,00

**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415</b>	10.400,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie <b>tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz 4-ro punktowym pasem bezpieczeństwa- kod 589</b>	26.000,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie <b>tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz 4-ro punktowym pasem bezpieczeństwa- kod 589</b>	27.300,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	29.200,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	34.900,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	28.300,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	34.500,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	35.000,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	5.800,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; <b>tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839</b>	1.100,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

**NETTI poduszka siedziska**

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C	
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care			
35x40	171805	172005	187303	x			189303
35x45	171806	172006	187304	188304			189304
35x50	171807	172007	187305	188305			189305
38x40	x	x	187306	188306			189306
38x45	171809	172009	187307	188307			189307
38x50	171810	172010	187308	188308			189308
40x40	171812	172012	187309	188309			189309
40x45	171813	172013	187310	188310			189310
40x50	171814	172014	187311	188311			189311
40x55	x	x	187333	188333			x
43x40	x	x	187312	188312			189312
43x45	171817	172017	187313	188313			189313
43x50	171818	172018	187314	188314			189314
45x40	x	x	187315	188315			189315
45x45	171821	172021	187316	188316			189316
45x50	171822	172022	187317	188317			189317
45x55	171823	172023	187318	188318			189318
50x45	171825	172025	187319	188319			189319
50x50	171826	172026	187320	188320			189320
50x55	x	x	187321	188321			189321

**NETTI poduszki oparcia**

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
30x40		x	357302	358302	407302	x	x	x	
35x50	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
38x50	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
40x50	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
43x50	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
45x50	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
50x50	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
55x50	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	