

Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

72.500,00 zł. brutto


P130C.00: Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

P131B.01: Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci


Prędkość maksymalna

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km	-
<input type="checkbox"/>	918	system ESP			2.000,00

Szerokość siedziska- siedzisko anatomiczne

<input type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 43cm; regulacja szerokości siedziska między podłokietnikami w zakresie 36-48cm (wymiar pomiędzy pelotami)		-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 48cm; regulacja szerokości siedziska między podłokietnikami w zakresie 41-53cm (wymiar pomiędzy pelotami)		-

Peloty udowe

<input type="checkbox"/>	4933/4274	peloty udowe umożliwiające regulację szerokości siedziska w miednicy (wymiar między pelotami, regulacja pozycji pelot przód- tył: przy szerokości siedziska 43cm zakres regulacji od 40 do 48cm przy szerokości siedziska 48cm zakres regulacji od 45 do 53cm		4.000,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy montowany do płyty siedziska		900,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową		250,00


Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 40cm		-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 42,5cm		-
<input type="checkbox"/>	789	głębokość siedziska 45cm		-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 47,5cm		-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 50cm		-
<input type="checkbox"/>	793	głębokość siedziska 52,5cm		-

Wysokość siedziska

<input type="checkbox"/>	41	wysokość siedziska 45cm		-
<input type="checkbox"/>	42	wysokość siedziska 48,5cm		-
<input type="checkbox"/>	49	wysokość siedziska 52cm		-

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	152	kółka przednie 7"		-
<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 8"		-
<input type="checkbox"/>	900	ogumienie kółek przednich pełne		-

Koła tylne- napędowe

<input type="checkbox"/>	460	koła tylne 14"		-
<input type="checkbox"/>	846	ogumienie kół tylnych pompowane, bieżnik choinkowy		-
<input type="checkbox"/>	904	ogumienie kół tylnych pełne, bieżnik choinkowy		400,00
<input type="checkbox"/>	482	ogumienie kół tylnych pompowane, bieżnik kostka		-
<input type="checkbox"/>	905	ogumienie kół tylnych pełne, bieżnik kostka		450,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola kół tylnych		450,00

Ogumienie- opcje

<input type="checkbox"/>	908	ogumienie w kolorze czarnym	-
--------------------------	-----	-----------------------------	---

kółka tylne- podporowe (dodatkowo amortyzowane)

<input type="checkbox"/>	352	tylna część ramy, amortyzowana; z dodatkowym kółkiem podporowym umieszczonym centralnie po środku w celu optymalizacji promienia skrętu	-
<input type="checkbox"/>	690	tylna część ramy, amortyzowana; z dodatkowymi dwoma kółkami podporowymi w celu ułatwienia podjazdu po rampach podjazdowych lub podjazdach ulicznych	140,00




kod 352



kod 690

Multifunkcyjne opcje elektryczne

<input type="checkbox"/>	4937	<p>multipozycyjność wózka: opcja siedzenia, leżenia oraz pionizacji z możliwą opcją elektryczną regulacją kąta siedziska w zakresie 0° do 40° elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda) do 20cm płynna możliwość pionizacji użytkownika zarówno z pozycji siedzącej, jak i z leżącej w przypadku pionizacji: waga użytkownika do 100kg.</p>		-
--------------------------	------	---	---	---

<input type="checkbox"/>	4948	<p>zastosowanie rozwiązań biomechaniki w ułożeniu oparcia pleców, podłokietników oraz zagłówka; płynna regulacja pozycji elementów wózka w zależności od regulacji opcji elektrycznych; opcja możliwa z zastosowaniem zagłówka tylko z zagłówkiem kod 913 lub 956</p>	2.250,00
--------------------------	------	--	----------

<input type="checkbox"/>	4934	funkcja jazdy wózkiem w pozycji pionizacji, z prędkością do 3 km/h	-
--------------------------	------	--	---

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>	948	anatomiczna poduszka siedziska oraz oparcia pleców	-
<input type="checkbox"/>	237	tapicerka tekstylna- czarna	-
<input type="checkbox"/>	254	tapicerka tekstylna, oddychająca- grafitowa	350,00

Oparcie pleców- opcje

<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia w zakresie od 90 do + 150*	-
--------------------------	----	---	---

Oparcie pleców- dodatki

<input type="checkbox"/>	659	pas piersiowy- stabilizujący	-
<input type="checkbox"/>	589	pas 4-ro punktowy; tylko ze sztangą poprzeczną kod 814	1.200,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna	600,00
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek mały	-
<input type="checkbox"/>	956	zagłówek głęboki	-
<input type="checkbox"/>	4946	podparcie (poduszka) lędźwiowa, pianka	150,00
<input type="checkbox"/>	4947	podparcie (poduszka) lędźwiowa, pompowana	1.600,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki: odchylane, z regulacją wysokości, głębokości i kąta; z możliwością regulacji dla szerokości siedziska: przy szerokości siedziska 43cm zakres regulacji od 40 do 48cm przy szerokości siedziska 48cm zakres regulacji od 45 do 53cm	-
--------------------------	----	---	---

<input type="checkbox"/>	4422	montaż podłokietników na stałe (bez możliwości odchylenia i regulacji kąta)	300,00
--------------------------	------	---	--------

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	4935	stopień podnóżka centralny; z elektryczną regulacją kąta do 170° płynna regulacja długości podudzia: dla wysokości siedziska 45cm: długość podudzia 25-36,5cm dla wysokości siedziska 48,5cm: długość podudzia 25-40cm dla wysokości siedziska 52cm: długość podudzia 25-43,5cm	-
--------------------------	------	---	---



<input type="checkbox"/>	2118	stopień podnóżka centralny, z elektryczną regulacją kąta do 170°; płynna regulacja długości podudzia; dla wysokości siedziska 45 cm: długość podudzia 33 - 37,5 cm; dla wysokości siedziska 48,5 cm: długość podudzia 36 - 41 cm; dla wysokości siedziska 45 cm: długość podudzia 40 - 44,5 cm; możliwość opuszczenia elektrycznie stopnia podnóżka do podłoża - opcja "pomoc do postawienia osoby": elektryczna regulacja kąta tylnej części siedziska w zakresie 0° - 25°	7.700,00
--------------------------	------	---	----------

<input type="checkbox"/>	5106	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta, dzielony stopień podnóżka dla wysokości siedziska 45 cm, długość podudzia max. 37 cm dla wysokości siedziska 48,5 cm, długość podudzia max. 40,5 cm dla wysokości siedziska 52 cm, długość podudzia max. 44cm	500,00
--------------------------	------	---	--------

Podaj długość podudzia

<input type="checkbox"/>	316	poduszki blokady kolan (nakolanniki), montaż centralny; zdejmowane	350,00
--------------------------	-----	--	--------

<input type="checkbox"/>	4698	poduszki blokady kolan (nakolanniki) z montażem bocznym oraz z paskiem blokady; zdejmowane	-
--------------------------	------	--	---

<input type="checkbox"/>	4697	poduszki blokady kolan z regulacją wysokości i głębokości	500,00
--------------------------	------	---	--------

<input type="checkbox"/>	945	poduszki podudzia, regulowane na wysokość	-
--------------------------	-----	---	---

<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopu na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00
--------------------------	-----	---	--------

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	513	akumulatory żelowe - bezobsługowe, 60Ah (20h)	-
--------------------------	-----	---	---

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory żelowe - bezobsługowe, 80Ah (20h)	450,00
--------------------------	------	---	--------

<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A do akumulatorów 60Ah	-
--------------------------	-----	-----------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	733	ładowarka 12A do akumulatorów 73Ah	150,00
--------------------------	-----	------------------------------------	--------

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	-
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer) TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET	250,00

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; tylko ze sztangą kod 814	750,00
<input type="checkbox"/>	4789	dotatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika tylko ze sztangą kod 814	3.100,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf)	500,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	450,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	250,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	250,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa, średnica 43mm	150,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>		kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>		kolor akcentów zamontowanych w kołach napędowych:	-
<input type="checkbox"/>	207	czarny	-
<input type="checkbox"/>	212	biały	-
<input type="checkbox"/>	186	niebieski	-
<input type="checkbox"/>	227	czerwony z efektem brokat	-
<input type="checkbox"/>	180	limonka z efektem reflex	-
<input type="checkbox"/>	214	żółty	-

Dodatki

<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	350,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	850,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok	2.000,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>		ocieplacz na nogi	150,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska	150,00

Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; tylko z boczkiem kod 106	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; tylko z boczkiem kod 106	2.100,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	29.900,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	35.000,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	29.900,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	35.000,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive; tylko z modułem OMNI - kod 839	35.000,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; tylko z modułem OMNI - kod 839	5.600,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; tylko z modułem OMNI oraz Z 4-ro punktowym pasem	NA ZAPYTANIE
<input type="checkbox"/>	2238	sterowanie głową (wąska poduszka) tylko z systemem ESR kod 918	27.800,00
<input type="checkbox"/>	2239	sterowanie głową (szeroka poduszka) tylko z systemem ESP kod 918	27.800,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839	1.100,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka