

## Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

**29.800,00 zł. brutto**

**P130C.00:** Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

**Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 35km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 30km	-

**Zawieszenie**

<input type="checkbox"/>	893	zawieszenie dla osób o wadze do 200kg	-
--------------------------	-----	---------------------------------------	---

**Szerokość siedziska (dla siedziska ErgoSeat)**

<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 53cm; możliwość regulacji szerokości między boczками 53-65cm	-
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 58cm; możliwość regulacji szerokości między boczками 58-70cm	-

**Głębokość siedziska (dla siedziska ErgoSeat)**

<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 43cm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 46cm	-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 49cm	-
<input type="checkbox"/>	793	głębokość siedziska 53cm	-
<input type="checkbox"/>	356	głębokość siedziska 56cm	-
<input type="checkbox"/>	360	głębokość siedziska 60cm	-

**Siedzisko - opcje (dotyczy wszystkich modeli siedzisk)**

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska; skokowo; od 0° do +10°	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna; od 0° do +18°	1.450,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda nożycowa) do 30cm; regulacja płynna oraz elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0° do 30° przy opcji elektrycznej regulacji wysokości siedziska waga użytkownika do 180kg	11.800,00

**Systemy siedzisk**

<input type="checkbox"/>	948/949	siedzisko ErgoSeat, profilowane; płyta siedziska aluminiowa	-
<input type="checkbox"/>	237	tapicerka siedziska ErgoSeat, tekstylna; czarna	-
<input type="checkbox"/>	4980	tapicerka siedziska ErgoSeat dzianiną podceratowana; czarna	-
<input type="checkbox"/>	12008/ 12009	tapicerka siedziska ErgoSeat oddychająca w kolorze: <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa <input type="checkbox"/> czerwona	250,00

**Siedzisko - opcje dodatkowe**

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	250,00
<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; extra- długi	200,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy montowany do płyty siedziska	950,00

**Oparcie pleców - regulacja kąta**

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia; od -10° do +30°; skokowo co 10°; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10° do +50°; płynnie; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO	2.150,00

**Oparcie pleców - opcje**

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat	-
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek; tapicerka podceratowana <b>nie łączyć z siedziskami ErgoStar, RECARO oraz rączkami do pchania wózka kod 410</b>	600,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówek tapicerką oddychającą	100,00
<input type="checkbox"/>	260	funkcja zapamiętywania położenia zagłówek dla kodu 913	150,00
<input type="checkbox"/>	589	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową	950,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 60 cm	
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 80 cm	150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 110 cm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 140 cm	
<input type="checkbox"/>	954	peloty odchylane (para); <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>	3.000,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty stałe (para); <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>	550,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek głęboki, typ A	650,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	750,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	650,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ c	650,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	600,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	2.000,00
tapicerka zagłówek NETTI: <input type="checkbox"/> tapicerka EasyCare (wodoszczelna) <input type="checkbox"/> 3D - oddychająca			

**Kółka przednie - skrętne; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)**

<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (26x7cm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 46cm	<input type="checkbox"/> 51cm	<input type="checkbox"/> 56cm	-
do podanych wysokości należy dodać wysokość poduszki siedziska ErgoSeat + 7cm <b>przy opcji windy (kod 27) przednia wysokość siedziska tylko 56cm</b>						

**Kółka przednie - opcje**

<input type="checkbox"/>	146	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola kółek przednich	1.300,00

**Koła tylne - napędowe**

<input type="checkbox"/>	460	14" (35,6cm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	--------------------------------	---

**Koła tylne - opcje**

<input type="checkbox"/>	846	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	450,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola kół tylnych	450,00

**Ogumienie**

<input type="checkbox"/>	909	ogumienie szare	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne	-

**Boczki**

<input type="checkbox"/>	106	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka ; osłona ubrania z plexi - czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik;	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki	200,00
<input type="checkbox"/>		paski rzepowe dla ustabilizowania ręki w podłokietniku kod 4960	50,00
<input type="checkbox"/>	21	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka	550,00

**Podnóżki**

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	91	podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; wzmocnione	4.200,00
<input type="checkbox"/>	86	podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi; <b>tylko z elektroniką R-Net;</b> <b>nie łączyć z jednoczęściowym stopniem podnóżka - kod 54</b>	7.700,00

**Stopień podnóżka**

<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; regulacja głębokości oraz kąta <b>nie łączyć z kodem 86</b>	800,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki	500,00

podaj długość podudzia  
w zakresie 28-43cm

**Akumulatory i ładowarki**

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 66Ah(5h)/80Ah(20h)	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A	-

**Oświetlenie**

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

**Elektronika**

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	900,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	3.500,00
<input type="checkbox"/>	839	OMNI- moduł elektroniki R-Net wykorzystywany przy niestandardowych sterowaniach, wyświetlacz LCD, Bluetooth oraz IR. <b>nie łączyć z elektroniką kod 408, 415, 416, 398 oraz kodem 851</b>	4.400,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer) <b>TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET</b>	250,00

**Sterowanie**

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; <b>tylko ze sztangą kod 814</b>	750,00
<input type="checkbox"/>	4789	dodatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>tylko ze sztangą kod 814</b>	3.000,00

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; <b>nie łączyć z podłokietnikiem kod 21</b>	300,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); <b>nie łączyć z podłokietnikiem kod 21</b>	650,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	250,00

**Niestandardowe końcówki joysticka**

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	100,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	100,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	600,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	200,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	250,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	400,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	700,00
<input type="checkbox"/>	4596	końcówka joysticka piłeczka golfowa; średnica 43mm	200,00

**Kolor ramy**

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-

**Dodatki**

<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	350,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	350,00
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	400,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	400,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	250,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	700,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)</b>	2.200,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>	400,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5629	ocieplacz na nogi	250,00
<input type="checkbox"/>	10719	kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; <b>nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar</b>	150,00

**Niestandardowe systemy sterowania**

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>	2.000,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415</b>	10.400,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz 4-ro punktowym pasem bezpieczeństwa kod 589</b>	23.900,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839 oraz 4-ro punktowym pasem bezpieczeństwa kod 589</b>	27.400,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	29.400,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	34.700,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	28.700,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	34.300,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.900,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	33.900,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>	5.600,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; <b>tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839</b>	1.1000,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka