



Ul. Łączna 1
 55-100 Trzebnica
 Polska
 tel. 71 3874200
 faks 71 3870574
 info@vermeiren.pl



Inovys 2 Junior




















Wózek specjalny . Max User Waga: 135 kg.

Data i dane firmy zamawiającej:















Adres wysyłki:

ref.		Cena detaliczna netto	vat	Cena detaliczna brutto	
	Wersja standard	4147 zł	8 %	4479 zł	
Szerokość siedziska					
cm	35	-	-	-	
Głębokość siedziska regulowana					
cm	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	-	-	-	
Wysokość siedziska: regulowana w zakresie od 46 do 53 cm (z poduszką siedziska)					
cm	39 42 45	-	-	-	
KOLOR RAMY					
C55	Inox - grafit	-	-	-	
C60	Brąz	-	-	-	
C76	Biały	-	-	-	
C79	Niebieski	-	-	-	
C85	Zielony	-	-	-	
C4	Czerwony	-	-	-	
C53	Pomarańczowy	-	-	-	
C5	Czarny	-	-	-	
PODŁOKIETNIKI					
T	Podłokietnik typu „T”.	-	-	-	
Bi5	Podłokietnik z regulacją wysokości , demontowalny- kompatybilny tylko z podparciem PU.	-	-	-	
SER	Podłokietniki otapicrowane również od wewnątrz (nie kompatybilny z podłokietnikami B66S, B112 oraz standardowymi podparciami pod łokieć). Zawsze w obiciu z PU Soft	287 zł		310 zł	
Lotus	Podłokietniki otapicrowane również od wewnątrz (nie kompatybilny z podłokietnikami B66S, B112 oraz standardowymi podparciami pod łokieć). Zawsze w obiciu z Dartex-u. Tylko z kołami T30.	276 zł	8%	298 zł	



Podparcie pod łokieć						
	Podparcie pod łokieć PU		-	-	-	
	Podparcie pod łokieć - Soft comfort		-	-	-	
	Podparcie pod łokieć - skaj		99 zł	8%	107 zł	
	Podparcie pod łokieć - 3D Net		91 zł	8%	96 zł	
B66 S	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików STABILO- prawy		627 zł	8%	677 zł	
B66 S	Podparcie pod łokieć dla hemiplegików STABILO- lewy		627 zł	8%	677 zł	
PODNOŻKI						
PODNOŻKI STANDARDOWE (para)						
B06	Podnożki standardowe		-	-	-	
BA6	Podnożki standardowe skrócone (krótsze o 8 cm)		-	-	-	
BB6	Podnożki obracane w osi do odwiedzenia		287 zł	8%	310 zł	
BN6	Podnożki pod kątem prostym- skrócone (krótsze o 8 cm)		240 zł	8%	260 zł	
Bk6	Podnożki standardowe z jedną płytą		218 zł	8%	235 zł	
	Podnożki standardowe z jedną płytą- skrócone					
PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU - prawy (czarny kolor)						
BZ7	Podnożek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydki- typ ORTHO ze stabilizacją kolan.		-	-	-	
BL7	Podpórka pod kikut		174 zł	8%	188 zł	
PODNOŻEK REGULOWANY DO POZIOMU - lewy (czarny kolor)						
BZ7	Podnożek z regulacją do poziomu z podparciem pod łydki- typ ORTHO ze stabilizacją kolan.		-	-	-	
BK7	Podpórka pod kikut		174 zł	8%	188 zł	
PODNOŻKI REGULOWANE DO POZIOMU Z JEDNĄ PŁYTĄ POD STOPY I ŁYDKI						
Bz10	Podnożek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki.		463 zł	8%	500 zł	
	Podnożek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki - skrócony.					
Dodatkowe opcje podnożków.						
B57	Taśma podudzia . Tylko do podnożków B06, BA6, BK6.		42 zł	8%	45 zł	
B19	Paski zabezpieczające stopy.		52 zł	8%	56 zł	
U77Neo	Pasy neoprenowy trzymający nogę w kostce.		350 zł	8%	348 zł	
F3	Sandałki stabilizujące stopy		287 zł	8%	310 zł	
WYBÓR I KONFIGURACJA KÓŁ PRZEDNIE/TYLNE						
	Oś koła tylnego stała		-	-	-	

B80	Oś koła tylnego szybkozłączna.	-	-	-	
AP6	Przód 200x50 pełne, krypton, szare / Tył 24" alu krypton, szare.	-	-	-	 krypton krypton
AB6	Przód 200x50 pełne, krypton, czarne / Tył 24" alu krypton, czarne.	-	-	-	 krypton krypton
AP1	Przód 200x35 pełne ,Krypton ,szare Tył 24" alu pompowane szare.	-	-	-	 pneumatyczna krypton
A18	Przód 6" pełne Krypton szare / Tył 24" alu pompowane szare.	116 zł	8%	125 zł	 pneumatyczna krypton
AP3	Przód 200x50 pełne Krypton szare / Tył 24" alu pompowane szare.	-	-	-	 pneumatyczna krypton
AP5	Przód 200x35 pełne Krypton szare / Tył 24" alu pełne Krypton szare.	-	-	-	 krypton krypton
AP8	Przód 6" pełne Krypton szare/ Tył 24" alu pełne Krypton szare.	116 zł	8%	125 zł	 krypton krypton
A14	Przód 200x50 pompowane szare / Tył 24" Alu pompowane szare.	-	-	-	 pneumatyczna pneumatyczna
KOŁA TYLNE SPECJALNE Tylko rozmiar 24'					
STANDARD	opona 24x1 3/8	-	-	-	
Design	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Right Run.	401 zł	8%	433 zł	
SPIRIT	Wysokociśnieniowe - opona Schwalbe Marathon Plus - <i>nie występuje w opcji KRYPTON.</i>	2558 zł	8%	2762 zł	
OSŁONY NA SZPRYCHY					
B85	Bezbarwna osłona na szprychy	200 zł	8%	215 zł	
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT	258 zł	8%	279 zł	 PIRAT
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem ZIEMIA - M5	258 zł	8%	279 zł	 ZIEMIA M5
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem DZIECI	258 zł	8%	279 zł	 DZIECI
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem ROBACZKI	258 zł	8%	279 zł	 ROBACZKI
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 1	258 zł	8%	279 zł	 KWIATY 1
B85	Osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2	258 zł	8%	279 zł	 KWIATY 2




ZESTAW MONTAŻOWY zmieniające wersję wózka						
S A12	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' pompowane/ koła tylne 22' pompowane.		213 zł	8%	230 zł	
S AP1	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' krypton/ koła tylne 22' pompowane.		213 zł	8%	230 zł	
S AP5	Zestaw obniżający siedzenie do 41 cm od ziemi (koła przednie 6' krypton/ koła tylne 22' krypton.		213 zł	8%	230 zł	
T30	Wersja na koła transportowych 16' - <i>Nie kompatybilne z osią szybkobieżną</i>					
	Krypton		216 zł	8%	234 zł	
PODPARCIE GŁOWY						
L58 +B47	Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach. (do tapicerek elastycznych i płyty Ergo).		493 zł	8%	536 zł	
L58	Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach. (do tapicerek ortopedycznych zintegrowanych).		-	-	-	
L58C	Mechanizm mocujący podparcie głowy, który umożliwia dodatkowo; przesuwanie na boki horyzontalnie oraz obracanie podparcia głowy.		172 zł	8%	186 zł	
<p>* Zagłówek L58 może być zamontowany na dwa sposoby:</p> <p>1. Do oparcia ortopedycznego (L34/L07/SERENYS), którego podstawę stanowi płyta ze sklejk. Do płyty oparcia przykręcony jest uchwyt zagłówka.</p> <p>2. Do poprzeczki na specjalnej klemie aluminiowej (rozwiązanie stosowane do tapicerek oparcia elastycznych L44).</p>						
				1.		2.
OPARCIE						
Rączki do pchania z regulacją wysokości			-	-	-	
Tapicerka oparcia						
Materiał obiciowy oparcia standardowego						
PU-Soft szary.			-	-	-	
PU-Soft mokka - jasny brąz.			-	-	-	
3D Net czarny.			91 zł	8%	96 zł	
3D Net czarny/niebieski - charmonizuje z kolorem ramy niebieskim C79.			91 zł	8%	96 zł	
3D Net czarny/szary.			91 zł	8%	96 zł	
Cordura czarna.			147 zł	8%	159 zł	
Oparcia elastyczne z regulacją napięcia						
L44	Oparcie na pasach VELCRO do regulacji napięcia - <i>Uwaga! Nie ma możliwości regulacji głębokości siedzenia.</i>		159 zł	8%	171 zł	
Poduszki do oparcia typu L44						
B23	Poduszka standardowa 4 cm.		88 zł	8%	95 zł	
Stabilo	Dodatkowa poduszka pneumatyczna STABILO do poduszki B23 modelująca podparcie lędźwiowe .		1068 zł	8%	1154 zł	

VICAIR® *	Poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna na oparciu VICAIR® LIBERTY BACK + pokrowiec tylko 3D Net - <i>tylko z oparciem L44.</i>		393 zł	8%	424 zł	
VICAIR® *	Poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna VICAIR® ANATOMIC BACK + pokrowiec oryginalny Vicair (11 komorowa) <i>tylko z oparciem L44.</i>		1572 zł	8%	1698 zł	
Oparcie ze sztywną podstawą Ergo						
Ergo	Aluminiowa płyta pod poduszkę oparcia		-	-	-	
Poduszki na płytę Ergo						
L34	Poduszka Kontur - <i>W standardzie wykonana z PU Soft, inny materiał zadopłatą (patrz materiał obiciowy).</i>		344 zł	8%	372 zł	
VICAIR®	Poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna VICAIR® MULTIFUNCTIONAL w pokrowcu oryginalnym Vicair (8 komorowa).		1572 zł	8%	1698 zł	
Poduszki stabilizacyjne STABILO						
STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE		1162 zł	8%	1255 zł	
STABILO	Poduszka STABILO COMFORTABLE PLUS		1432 zł	8%	1547 zł	
STABILO	COMFORTABLE PLUS DUO HILO					
		S	2118 zł	8%	2287 zł	
		M	2382 zł	8%	2572 zł	
		L	2666 zł	8%	2880 zł	
SIEDZENIE						
Materiał obiciowy						
	Skaj czarny.		63 zł	8%	68 zł	
	PU-Soft szary.		-	-	-	
	PU-Soft mokka - jasny brąz.		-	-	-	
	3D Net czarny.		91 zł	8%	96 zł	
	3D Net czarny/niebieski - <i>charmonizuje z kolorem ramy niebieskim C79.</i>		91 zł	8%	96 zł	
	3D Net czarny/szary.		91 zł	8%	96 zł	
	Cordura czarna.		147 zł	8%	159 zł	





Rodzaj siedziska						
L16	Sztywna podstawa siedziska umożliwiaiąca zakładanie różnych poduszek.		-	-	-	
Rodzaje pianek						
	Pianka termoplastyczna Visco.		221 zł	8%	239 zł	
Rodzaje poduszek						
L35	Poduszka Kontur		-	-	-	
SERENYS	Poduszka z wybrzuszeniem z przodu		220 zł	8%	238 zł	
L15	Poduszka anatomiczna		264 zł	8%	284 zł	
B23	Poduszka siedziska 4 cm		95 zł	8%	103 zł	
B24	Poduszka siedziska 6 cm		99 zł	8%	106 zł	
B25	Poduszka siedziska 8 cm		110 zł	8%	119 zł	
B26	Poduszka pochyla 2-6 cm		95 zł	8%	103 zł	
B27	Poduszka pochyla 4-8 cm		110 zł	8%	119 zł	
Poduszki VICAIR® w pokrowcu oryginalnym VICAIR						
VICAIR®	Poduszka Liberty tylko w pokrowcu 3D Net.		333 zł	8%	360 zł	
VICAIR®	Poduszka Liberty Profile ze stabilizatorem miednicy.		540 zł	8%	583 zł	
VICAIR®	Poduszka ADJUSTER O2 6 cm dla osób z dużym ryzykiem z deformacją kręgosłupa.		1123 zł	8%	1213 zł	
VICAIR®	Poduszka ADJUSTER O2 10 cm dla osób z dużym ryzykiem z deformacją kręgosłupa.		1123 zł	8%	1213 zł	
Inne poduszki						
STABILO	BASE HILO	S+	958 zł	8%	1035 zł	
	BASE DORO	S+	1139 zł	8%	1230 zł	
OPCJE DODATKOWE						
Pelota tułwowa do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 zintegrowanymi z płytą drewnianą.						
L04	Prawa duża		167 zł	8%	180 zł	
	Prawa mała		167 zł	8%	180 zł	
	Lewa duża		167 zł	8%	180 zł	
	Lewa mała		167 zł	8%	180 zł	
B12	Stolik drewniany. Nie kompatybilny z podłokietnikami typu Lotus.		334 zł	8%	361 zł	
B12A	Stolik drewniany ściągany. Kompatybilny tylko z podłokietnikami typu "T".		378 zł	8%	408 zł	

B15	Stół plastikowy transparentny odchylany na bok z regulacją głębokości . <i>Nie kompatybilny z podłokietnikami typu Lotus.</i>		364 zł	8%	393 zł	
B15A	Stół plastikowy. <i>Nie kompatybilny z podłokietnikami typu Lotus.</i>		204 zł	8%	221 zł	
B20	Pas brzuszny		55 zł	8%	60 zł	
B58	Pas brzuszny z klamrą autoclick		133 zł	8%	144 zł	
B22	Klin		248 zł	8%	268 zł	
B31	Uchwyt na kule		63 zł	8%	68 zł	
B33	Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików(para).		164 zł	8%	177 zł	
B40	Przedłużenie hamulca		53 zł	8%	57 zł	
B52	Uchwyt na kroplówkę		187 zł	8%	202 zł	
B74	Hamulce dla osoby towarzyszącej - bębnowe (tylko z kołami standardowymi).		499 zł	8%	539 zł	
B78	Kółka przeciw wywrotne (para)		151 zł	8%	163 zł	
B83	Uchwyt na butlę z tlenem.		156 zł	8%	168 zł	
U70	Półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.		496 zł	8%	535 zł	
Pasy , kamizelki stabilizacyjne						
U173 S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem.		167 zł	8%	180 zł	
U173 L			198 zł	8%	213 zł	
U174 S	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka.		165 zł	8%	178 zł	
U174 L			195 zł	8%	211 zł	
U174 P -S	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem z ujęciem krocza.		168 zł	8%	182 zł	
U174 P -L			198 zł	8%	213 zł	
U180 S	Pas brzuszny.		123 zł	8%	133 zł	
U180 L			143 zł	8%	154 zł	
U180 P -S	Pas brzuszny z ujęciem krocza.		178 zł	8%	192 zł	
U180 P -L			261 zł	8%	282 zł	
U08 S	Pasy udowe odwodzący		134 zł	8%	145 zł	
U08 L			153 zł	8%	165 zł	
U96	Pasy stabilizujące nadgarstki.		108 zł	8%	117 zł	

PASY STABILIZUJĄCO-KOREKCYJNE z Neoprenu NEOFLEX~
MIEDNICA

U76 Neo	Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy		120 zł	8%	130 zł	
U75 Neo	Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy		131 zł	8%	142 zł	
U01 Neo	Pas odwodzący		240 zł	8%	259 zł	

TUŁÓW

U73 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem		262 zł	8%	283 zł	
U74 Neo	Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka		197 zł	8%	212 zł	
U79 Neo	Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów		164 zł	8%	177 zł	
U80 Neo	Szeroki pas stabilizujący tułów		142 zł	8%	153 zł	

UWAGI!