

Zamawiający



Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



ITRAVEL

P130C.00: Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

P131B.01: Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Cena wersji standardowej:

9.000,00 zł. brutto

Standardowe wyposażenie wózka

prędkość 6 km/h
silnik 200W
zasięg do 10km
waga użytkownika do 120kg; waga wózka ok 23kg (z podwójnym akumulatorem)
akumulatory litowe 10Ah; ładowarka 2A
szerokość siedziska 44cm;
głębokość siedziska 40cm
wysokość oparcia pleców 46cm
długość podudzia 44cm - przy podnóżku opuszczonym
odchylane podłokietniki
sterowanie VR2; uchwyt joysticka z regulacją długości
długość całkowita 97cm; szerokość całkowita wózka 56cm; wysokość całkowita 87cm
kółka przednie średnica 17cm; koła tylne średnica 20cm;
kółka podporowe
promień skrętu 97cm; prześwit 7cm

10542837 dodatkowy akumulator litowy z kablem do połączenia równoległego z akumulatorem standardowym 3.850,00

833 pas bezpieczeństwa, biodrowy 150,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka